


DENTAVIS

Exklusiver Vertriebspartner
in der Schweiz von
BTI Biotechnology Institute
AlgOss Biotechnologies GmbH
OsteoBiol® by Tecnoss®
Launca Medical Device Technology

DENTAVIS

DAS IST DIE DENTAVIS

DIE DENTAVIS AG, GEGRÜNDET IM JANUAR 2020, VERTREIBT ALS EXKLUSIVER VERTRIEBSPARTNER IN DER SCHWEIZ DAS PRODUKTSORTIMENT DER WELTWEIT TÄTIGEN UNTERNEHMEN «BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE», SOWIE «ALGOSS» UND «OSTEOBIOL® BY TECNOSS®» UND «LAUNCA MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY».

Wir ermöglichen **allen Schweizer Zahnärzten und zahntechnischen Laboren** den exklusiven Zugang zu einem **hochwertigen Produktportfolio**, innovativen Technologien und spezialisierten Schulungen. Durch enge Zusammenarbeit mit weltweit führenden Herstellern bieten wir Ihnen nicht nur Produkte, sondern auch Wissen und Lösungen für eine zukunftsweisende Zahnmedizin.

Seit 2020 beliefern wir bereits über 450 Kunden in der Schweiz mit BTI-Produkten wie zum Beispiel den Premium Zahnimplantaten, der PRGF - Endoret® Technologie (von Swissmedic anerkannt), dem Explantations-Kit KEXIM (kompatibel mit mehr als 40 Implantatsystemen verschiedenster Hersteller und Plattformen), chirurgischen Instrumenten und vielem mehr. Treu dem Motto «Heute bestellt, morgen geliefert!» und verbunden mit erstklassigem Schweizer Service.

UNSER STANDORT

MITTEN DRIN UND NUR 2 MINUTEN ENTFERNT VON EINEM GRANDIOSEN NATURSCHAUSPIEL.

Wo einst Waggons gefertigt wurden und das Naturschauspiel des Rheinfalls direkt vor der Tür liegt, ist auch der Sitz der Dentavis AG.






DENTAVIS AG
Industrieplatz 1
8212 Neuhausen am Rheinfall
Telefon: +41 (0)44 545 39 10
info@dentavis.ch
www.dentavis.ch

QR-CODE SCANNEN FÜR VIDEO:

WARUM DENTAVIS?
IHRE PRAXIS. IHRE MÖGLICHKEITEN.

Mit **Dentavis** erweitern Sie Ihr Behandlungsspektrum gezielt – **ohne den Beizug weiterer Spezialisten**. Unser innovatives Portfolio ermöglicht Ihnen maximale Flexibilität, höchste Effizienz und eine patientenorientierte, minimalinvasive und maximal biologische Vorgehensweise.

- **Erprobte Spitzenqualität:** Unsere Produkte basieren auf den besten klinischen Lösungen mit langjähriger Evidenz.
- **Maximale Wertschöpfung:** Sie behalten die Kontrolle und steigern Ihre **Rentabilität innerhalb Ihrer eigenen Praxis**.
- **Sicherheit & Planbarkeit:** Dank optimaler Planung und z. B. der einzigartigen **UnicCa®-Oberfläche** unserer Implantate behandeln Sie mit maximaler Vorhersehbarkeit.
- **Biologisch & autolog:** Die PRGF – **Endoret® Technologie** setzt auf 100% patienteneigene Substanzen – ein Swissmedic-anerkanntes, geschlossenes System ohne spezifische Zulassungspflicht von Swissmedic.
- **Flexibles Implantatsystem: 1 System, 3 prothetische Plattformen** – Sie entscheiden intraoperativ zwischen **Bone- oder Tissue-Level**.
- Guided, teilweise geführt oder gar Fully guided alles mit einem Chirurgie-Kit.



DER KOLIBRI UND BTI – EINE WUNDERBARE SYMBIOSE


BTI Biotechnology Institute ist das Unternehmen mit dem Kolibri im Logo. Den Kolibri und BTI verbinden eine wunderbare Symbiose. Der Kolibri ist trotz seiner geringen Grösse ein hervorragendes Beispiel für die Präzision in der Natur. Er besitzt Fähigkeiten, die ihn einzigartig machen. Wie etwa die Fähigkeit sich im Flug rückwärts oder seitwärts zu bewegen, auf der Stelle zu schweben und sogar kopfüber zu fliegen! Diese Wendigkeit kommt durch eine spezielle Flugtechnik zustande: Der Kolibri schlägt mit seinen Flügeln eine Acht, statt sie wie andere Vögel auf- und abzuschwingen. Deshalb stellt er ein Sinnbild der lebendigen Technologie dar. Ein hervorragendes Bild für die Evolution. Einzigartige Unterscheidungsmerkmale und ein Meisterwerk der Natur und Technik – ein Vertreter der Innovation, der Beharrlichkeit und des Erfolgs.

Dentavis und seine Partner, wie **BTI**, stehen für Innovation und Exzellenz. Dentavis setzt auf Partner, **die sich durch Engagement, Leidenschaft für Qualität und die Verbindung von Professionalität mit angewandter Forschung** klar vom Markt abheben.

Unser Anspruch bei allem, was wir tun, ist stets am Puls der Zeit zu bleiben, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und dabei die Zukunft der Zahnmedizin aktiv mitzugestalten – ohne jemals unsere Wurzeln zu vergessen.

DENTAVIS CIRCLE

Der «BTI/Dentavis Circle» beschreibt unsere Kompetenz. Von der Planungs- und Diagnosesoftware BTI Scan, den Premium-Implantaten für die meisten klinischen Situationen und Spezialbereiche wie zum Beispiel horizontale und vertikale Atrophien, CAD-/CAM-Lösungen, dem Explantations-Kit als auch der PRGF - Endoret® Technologie, bis hin zu Schulungen/Fortbildungen, mehrtägigen Trainings im BTI Trainings Institut in Spanien, Online-Schulungen im BTI Channel, einem Webshop mit Konfigurator, einem eigenen Lager in der Schweiz und vielen weiteren Möglichkeiten. Wir sind ein perfekter Partner für Zahnarztpraxen und zahntechnische Labore.



BTI
BIOTECHNOLOGY INSTITUTE

Das BTI Biotechnology Institute wurde 1999 von Dr. Eduardo Anitua, dem derzeitigen Präsidenten und wissenschaftlichen Leiter des Unternehmens, gegründet. Der Hauptsitz mit den wichtigsten Einrichtungen von BTI befindet sich in der spanischen Region Baskenland. Er besteht aus einem 5'000 m² grossen Zentrum für Fortbildung, Forschung und klinischer Praxis in Vitoria sowie einem Produktionszentrum für Produktherstellung, Produktkontrolle und Produktforschung im Technologiepark Miñano.


BTI zeichnet sich durch eine Philosophie aus, die nicht nur auf wissenschaftlichen Fortschritt baut, sondern gleichzeitig den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Bei BTI arbeitet ein multidisziplinäres professionelles Team mit mehr als 350 Mitarbeitenden, von denen 20 % in der Forschung und Entwicklung tätig sind. Täglich arbeitet das Team an der Entwicklung der besten klinischen Lösungen für die orale Implantologie, die regenerative Medizin und die Behandlung von Schlafstörungen. BTI ist heute eines der führenden Unternehmen im Bereich der Implantologie und der oralen Rehabilitation und setzt weltweit wissenschaftliche Massstäbe bei der Anwendung regenerativer Therapien in verschiedenen Bereichen der Medizin. BTI vertreibt ihre Produkte in über 45 Länder – in der Schweiz exklusiv über die Dentavis AG.

Dr. Eduardo Anitua ist im Ranking der «Stanford University» erneut zum einflussreichsten spanischen Wissenschaftler im Bereich der Zahnmedizin gewählt worden.

www.bti-biotechnologyinstitute.com







- BTI Biotechnology Institute, gegründet in 1990.
- Hauptsitz in der spanischen Region Baskenland.
- Zentrum für Fortbildung, Forschung und klinischer Praxis auf 5'000 m².
- Mehr als 350 Mitarbeitende, 20 % davon in der Forschung und Entwicklung.
- Neubau von weiteren 7'000 m².

- BTI Scan
- Biologisches Bohren
- BTI Implantatsyteme
- PRGF - Endoret®
- Prothetik (BioBlock®)
- CAD/CAM
- KEXIM

- Doktor der Medizin und Chirurgie. Facharzt für Stomatologie.
- Wissenschaftlicher Direktor des BTI Institutes, Präsident der Eduardo Anitua Stiftung.
- Direktor des UIRMI – Universitätsinstitut für regenerative Medizin und orale Implantologie der Universität des Baskenlandes (UPV/EHU).
- Stanford Ranking 2024: Nr. 1 (ES), Nr. 49 (weltweit).

QR-CODE SCANNEN
FÜR BTI CORPORATE VIDEO:

BTI DIAGNOSE & PLANUNG



Die Planungs-Software BTI Scan wurde von Zahnärzten für Zahnärzte entwickelt mit dem Ziel, eine effektive und minimalinvasive Behandlungsplanung zu ermöglichen, ohne detaillierte Computerkenntnisse haben zu müssen.

Alles auf einem Bildschirm. Einfach intuitiv, visuell. Sie haben alle nötigen Informationen auf einen Blick. Alle erweiterten Funktionen mit einem schlichten Rechtsklick. So einfach ist das.



NOCH NIE WAREN DIAGNOSE UND PLANUNG SO EINFACH UND PRÄZISE

Dank der genauen Dichtemessung ist es möglich, die Mundhöhle und ihre anatomischen Strukturen zu beurteilen, Probleme im Vorfeld zu erkennen und zu vermeiden und das Bohrprotokoll anzupassen, um einen erfolgreichen Eingriff sicherzustellen.

Durch die genaue Vermessung können die richtige Position sowie der Durchmesser und die Länge des Implantats geplant werden.



KEINE ÜBERRASCHUNGEN

Mit BTI Scan lässt sich leicht erkennen, wo sich der Nervus alveolaris inferior befindet, um das Verletzungsrisiko bei einem chirurgischen Eingriff zu verringern.



NICHTS WIRD DEM ZUFALL ÜBERLASSEN

Die leistungsstarke 3D-Ansicht fördert das Vertrauen der Patienten, da sie den Behandlungsplan besser nachvollziehen können.

STOP & GUIDE®
GEFÜHRTE CHIRURGIE





Entdecken Sie eine neue Art der Führung Ihrer Operationen: keine Reibung, keine Partikelfreisetzung, keine Überhitzung, totale Kontrolle über die Bohrung und eine minimale Anzahl von Komponenten.

Stop & Guide® ist ein chirurgisches System, mit dem das Einsetzen von Zahnimplantaten auf neuartige Weise geführt wird. Es ist ein vielseitiges System, das als «Bohrstopp-Kit» in der konventionellen (freihändigen) Chirurgie oder als «geführtes Chirurgie-Kit» zur Durchführung von geführten, halbgeführten und vollständig geführten Operationen verwendet werden kann.

WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR DIE STOP & GUIDE® GEFÜHRTE CHIRURGIE VON BTI ENTSCHEIDEN?

1. **Vielseitig**
   Anpassbar an verschiedene geführte Chirurgieprotokolle:
   - Pilot Guided Surgery
   - halbgeführte Guided Surgery
   - vollständig geführte Guided Surgery.

   Es ist kein zusätzliches Chirurgie-Kit notwendig und auch ausserhalb der BTI-Produkte einsetzbar.

2. **Sicher**
   Keine Reibung zwischen den Bohrern und der Führungshülse.
   Verhindert Überhitzung und Partikelfreisetzung.

3. **Vereinfacht**
   Keine spezifischen Bohrer und wirklich reduzierte chirurgische Box.

4. **Präzise**
   Volle Kontrolle über die Bohrtiefe.

5. **Einfach**
   Die Implantatbohrung erfolgt sicher durch eine Führungshülse.

QR-CODE SCANNEN
FÜR VIDEO-TUTORIAL:

OSSEOINTEGRATION

Die Eigenschaften der BTI Implantate und ihrer UnicCa®-Oberfläche sind auf die besondere Sorgfalt bei der Auswahl des Rohmaterials und bei der Herstellung des Produkts zurückzuführen, wobei in allen Produktionsphasen spezielle Qualitätskontrollpunkte festgelegt sind.

UnicCa®-OBERFLÄCHE

Was genau ist die UnicCa®-Oberfläche?

Es handelt sich um eine Oberfläche, die mit Calciumionen chemisch modifiziert wurde und drei Rauheitsgrade im Nanobereich aufweist.

Was macht sie besonders?

Sie ist sehr hydrophil und ermöglicht so eine optimale Integration mit dem ersten lebenden Gewebe, auf das sie bei der Insertion trifft. Sie induziert die Bildung von Knochengewebe und beschleunigt den Heilungsprozess. Sie minimiert die bakterielle Adhäsion, was das Kontaminationsrisiko verringert.



Die Kombination der multi- und nanorauen Oberfläche der BTI Implantate mit PRGF - Endoret® macht sie zur besten bioaktiven Oberfläche auf dem Markt, die kürzere Osseointegrationszeiten erreicht sowie eine bessere Knochenanlagerung und Knochenqualität.



UnicCa®-OBERFLÄCHE – INDUZIERUNG DER KNOCHENBILDUNG UND REDUKTION DER BAKTERIELLEN ADHÄSION

BTI Implantate ermöglichen eine bessere und schnellere Osseointegration und minimieren dank der UnicCa®-Oberfläche mit dreifacher Rauheit und Kalziumionen die bakterielle Adhäsion und das Risiko einer Periimplantitis.

QR-CODE SCANNEN
FÜR VIDEO-TUTORIAL:

BTI IMPLANTATE

IMPLANTATEVIELFALT

Die Eigenschaften der BTI Implantate machen sie zu einem der umfassendsten und vielseitigsten Systeme auf dem Markt, dank ihres Apex mit grosser Vorschubkapazität, mehrerer prothetischer Plattformen und Durchmessern, die auf einfache Weise Lösungen für jeden chirurgisch-prothetischen Fall bieten.

APEX DES IMPLANTATS

Abhängig von der Länge des Implantats gibt es drei Designs:

KONISCHER
Apex



Ein **konischer** Apex (bei Implantatlängen zwischen 8,5 und 15 mm) mit sehr gutem Vorschub und geringer apikaler Kompression, die eine hohe Primärstabilität erzeugt.

ZYLINDRISCHER
Apex



Ein **zylindrischer** Apex (bei Implantatlängen zwischen 4,5 und 7,5 mm) mit einer grossen Fläche, die eine mögliche Verletzung anatomischer Bereiche verhindert und möglichst wenige Windungen ermöglicht.

CORE-X
Apex

NEU



Der **CORE-X®** Apex hat einen hohen Vorschub und optimiert die apikale Fixierung, was eine wesentlich progressivere apikale Verankerung ab dem Beginn der Implantatinsertion in den weichen Knochen ermöglicht.

BTI IMPLANTATE



Auf der Basis klinischer Erkenntnisse und intensiver Forschungstätigkeiten bietet BTI eine breite Palette von Lösungen, Werkzeugen und Techniken und ermöglicht damit die Planung sicherer, wirksamer und gut steuerbarer zahnmedizinischer Behandlungen. All dies, um das gemeinsame Ziel von Zahnärzten und BTI zu erreichen: die Erwartungen des Patienten zu erfüllen und seine Lebensqualität zu verbessern.

Die chirurgisch-prothetische Philosophie von BTI basiert auf einer Reihe von Verfahren, die sowohl unabhängig voneinander als auch durch die Synergien, die sie untereinander bilden, zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Systemen auf dem Markt bieten.

INTERNA® 3.0-PLATTFORM Ø 3.0 mm

Die 6-lappige Innenverbindung für die extra schmale Plattform von 3.0 mm weist keine Kanten und damit keine Ermüdungspunkte auf.


Wenn die Front ruft!





Indikationen

Einsetzbar für partielle oder vollständige Zahnlosigkeit mit transversaler Knochenatrophie. Weniger Augmentationen und kürzere Operationszeiten.



ANWENDUNG FÜR DEN FRONT- UND ECKZAHNBEREICH

BTI IMPLANTATE

80% aller Indikationen mit einem System!

INTERNA® NARROW/CORE-PLATTFORM Ø 3.5 mm

Die 4-lappige Innenverbindung für die Core-Plattform weist keine Kanten und damit keine Ermüdungspunkte auf.



Indikationen


Die BTI Core®-Linie ermöglicht es, ein in der Praxis vorzuhaltendes Implantatlager mit einer Plattform, aber mehreren Implantat-Durchmessern auf eine überschaubare Anzahl von Komponenten zu reduzieren. BTI Core® bietet Behandlungsoptionen für die meisten klinischen Situationen. Das BTI Core®-Programm sorgt für eine aussergewöhnliche Flexibilität bei der Bewältigung von vielfältigen implantologischen Herausforderungen.



ANWENDUNG FÜR 80% ALLER INDIKATIONEN

NEU: INTERNA® CORE-X®-PLATTFORM Ø 3.5 mm

Grosse Auswahl an Längen von 4,5 bis 13 mm und fünf verschiedenen Durchmessern: 3.75 mm, 4,0 mm; 4,25 mm; 4,5 mm und 4,75 mm.



BTI IMPLANTATE

NEU: INTERNA® CORE-X®-PLATTFORM

Indikationen

CORE-X® ist die ideale Lösung für Implantationen in **Knochen mit geringer Dichte** sowie postextraktive Alveolen.

Dank seiner innovativen Makrogeometrie verdichtet CORE-X® den umgebenden Knochen während der Insertion und erhöht so die Stabilität des Implantats. Dies macht es besonders geeignet für Fälle, in denen herkömmliche Implantate an ihre Grenzen stossen – beispielsweise bei postextraktiven Alveolen oder weichem Knochen.

CORE-X® verbessert gezielt die Osteokondensation und sorgt für eine zuverlässige apikale Verankerung. In bestimmten klinischen Situationen ermöglicht dies sogar eine Sofortbelastung.



ANWENDUNG FÜR KNOCHEN MIT GERINGER DICHTE


INTERNA® STANDARD PLUS-PLATTFORM Ø 4.1 mm

Die 4-lappige Innenverbindung für die Standard Plus-Plattform weist keine Kanten und damit keine Ermüdungspunkte auf.



Indikationen

Die Implantate der Standard Plus-Plattform sind für die sofortige Platzierung nach der Extraktion geeignet und ideal für Brückenpfeiler im Bereich der Eckzähne und der Prämolaren. Sie können auch einzeln im zentralen oberen und im Molarenbereich verwendet werden. Insbesondere kommen die Implantate zum Einsatz, wenn es eine erhebliche biomechanische Anforderung gibt.



ANWENDUNG FÜR EXTRAKURZE EINZELZAHN-, BRÜCKENVERSORGUNG ODER FULL ARCH

CORE-IMPLANTATLINIE

Die CORE-Implantatlinie – 6 Durchmesser in jeweils mehreren Längen – für die Behandlung fast aller Indikationen.



CORE: SICHERHEIT DURCH VEREINFACHUNG

Ihre identische prothetische Plattform ermöglicht, mit weniger prothetischen Komponenten zu arbeiten, Fehler zu vermeiden und einfache und zeitsparende prothetische Behandlungsabläufe umzusetzen.

ANWENDUNG FÜ 80% ALLER INDIKATIONEN



KONISCHE IMPLANTATE MIT EINER EINZIGEN PROTHETIK-PLATTFORM

Konische Implantate für kontrolliertes Einsetzen, mit hoher Primärstabilität und einer einheitlichen Prothetik-Plattform für Einsparungen, Einfachheit und Vermeidung von prothetischen Fehlern.



EINFACHES CHIRURGISCHES VERFAHREN, DAS IHRE ZEIT OPTIMIERT UND DIE RENTABILITÄT IHRER PRAXIS ERHÖHT

Ein optimiertes chirurgisches Verfahren mit weniger Bohrern ermöglicht es, mehr Patienten zu behandeln.

QR-CODE SCANNEN
FÜR VIDEO-TUTORIAL:

MINIMALINVASIVE ANSÄTZE FÜR ATROPHIERTE BEREICHE

BTI präsentiert exklusive, minimalinvasive und hochgradig vorhersagbare Lösungen für verschiedene Probleme bei stark resorbierten atrophischen Kiefern: schmale Implantate für sehr schmale Kieferkämme und kurze Implantate für vertikal atrophierte Bereiche.



3.0-IMPLANTATFAMILIE

Die 3.0-Implantatlinie ermöglicht die Behandlung eines partiell oder komplett zahnlosen Kiefers mit mässigem Knochenangebot, ohne vorher eine Augmentation durchführen zu müssen.

Bei ausgeprägten Atrophien erlaubt die Expansionstechnik ein weniger invasives Vorgehen. Mit dem Expander-Kit und der PRGF - Endoret®-Technologie können komplexe und weniger vorhersagbare Eingriffe vermieden werden.

EXTRAKURZE IMPLANTATE

Extrakurze Implantate ermöglichen die Behandlung von zahnlosen, stark atrophierten Kieferkämmen in einem chirurgischen Schritt:

> Ohne Sinuslift

> Ausreichender Abstand zum N. alveolaris inferior

Bei ausgeprägter Atrophie des Kieferkamms ist durch den Einsatz des Bohrers mit frontaler Schneide und PRGF - Endoret® eine einfachere operative Vorgehensweise im Unterkiefer und im Bereich des Sinus maxillaris möglich (Technik des vertikalen Knochenwachstums, transalveolärer Sinuslift).



QR-CODE SCANNEN
FÜR VIDEO-TUTORIAL:

BIOLOGISCHES BOHREN

Biologisches Bohren bei niedrigen Drehzahlen ohne Kühlung ist eine von BTI entwickelte Technik, die die Gewinnung von Knochen für eine Augmentation bei der Präparation der Alveole ermöglicht, damit dieser als Autotransplantat verwendet werden kann.



VORTEILE DES BIOLOGISCHEN BOHRPROTOKOLLS

> Es ermöglicht die Gewinnung von Knochen während des Bohrvorgangs, welches später in Verbindung mit Plasma des Patienten, das mit der PRGF - Endoret®-Technologie gesammelt wird, als partikuläres Knochentransplantat verwendet werden kann.

> Durch die geringe Drehzahl wird die Temperatur des umgebenden Knochens nicht erhöht, wodurch eine Nekrose vermieden wird. Das Protokoll ohne Kühlung vermeidet zudem eine Auswaschung der Alveole, wodurch eine biologische Situation geschaffen wird, die sich für die Implantation besonders eignet.

> Mithilfe dieser Technik wird auch die Richtungs- und Tiefenkontrolle verbessert.

> Sie reduziert mechanische Verletzungen und den marginalen Knochenverlust.

BOHRER MIT FRONTALER SCHNEIDE

Diese Bohrer ermöglichen einen geschlossenen Sinuslift durch eine minimalinvasive Technik. Sie ermöglichen eine hervorragende Kontrolle bei der Insertion von extrakurzen Implantaten in der Nähe des Unterkiefernervs und minimieren so das Verletzungsrisiko.



APEX
Vier aktive Schneidekanten sorgen für eine schonende Präparation des Knochens, ohne anatomisch kritische Strukturen zu beschädigen.

HALS
Das neuartige Design ermöglicht das Sammeln von Knochenspänen.

TIEFENMARKIERUNGEN
Markierungen als Indikator für die exakte Arbeitstiefe.

BTI CHANNEL - BIOLOGISCHES BOHREN UND CHIRURGISCHE SCHABLONEN MIT DR. EDUARDO ANITUA

LÖSUNGSANSÄTZE FÜR KOMPLEXE CHIRURGISCHE EINGRIFFE

VERTIKALE KNOCHENATROPHIE OBERKIEFER - SINUSLIFT



1.



Erste Bohrung mit 1.5 mm Sicherheitsabstand zur Schneiderschen Membran.

2.a



1,8/2,5 mm Bohrer (Pilot) mit 50-150 U/ Erweiterung mit biologischen Bohrern zunehmenden Durchmessers von 3mm bis 4.5 mm.

Ständiger Erhalt des Sicherheitsabstands von 1-1.5 mm zur Schneiderschen Membran.

2.b



3.



Letzte 0,5-1 mm mit dem 4,5 mm frontal schneidendem Bohrer.

In vielen Fällen kann die Elevation vermieden werden und es können 6,5-7,5 mm lange Implantate gesetzt werden.

4.



Einsetzen einer autologen Fibrinmembran
– PRGF-Endoret®

5.



Für grösseren Höhengewinn schrittweises Einsetzen von autologem Knochen oder Biomaterial und PRGF®.

6.



Spülung mit Fraktion 2 des PRGF-Endoret® Plasmas.

7.



Einsetzen des Implantats mit dem Chirurgiemotor mit 25 Ncm und 25 U/min bis zum krestalen oder leicht supra-krestalen Niveau.

8.



Einschrauben der Deckschraube.

BTI CHANNEL - EXTRA KURZE IMPLANTATE IN DER EINZELZAHNVERSORGUNG MIT DR. EDUARDO ANITUA

LÖSUNGSANSÄTZE FÜR KOMPLEXE CHIRURGISCHE EINGRIFFE

VERTIKALE KNOCHENATROPHIE UNTERKIEFER

1. 


Durchführung der biologischen Bohrung mit Bohrern zunehmenden Durchmessers. Protokoll mit Sicherheitsabstand von mind. 1.0 mm zu anatomischen Strukturen.

2. 

Erstellung des Implantatbetts. Der durch das biologische Bohren gewonnene Knochen kann dank Anwendung des PRGF-Endoret als partikuläres Knochentransplantat verwendet werden.

3. 

Aufbereitung der letzten 0,5-1 mm des Implantatbetts mit frontal schneidendem Bohrer.

4. 


Spülung mit Fraktion 2 des PRGF-Endoret® Plasma.

5. 

Einsetzen des Implantats mit dem Chirurgiemotor mit 25 Ncm und 25 U/min bis zum krestalen oder leicht suprakrestalen Niveau.

6. 

Einschrauben der Deckschraube.

7. 

Optional:
Bei vertikalem Wachstum wird eine Schicht mit PRGF-Endoret® aufbereiteten autologen Knochens und/oder einer autologen Fibrinmembran gelegt.

BTI CHANNEL - MINIMALINVASIVE BEHANDLUNG DES ATROPHISCHEN OBERKIEFERS MIT DR. EDUARDO ANITUA

MINIMALINVASIVE ANSÄTZE FÜR ATROPHIERTE BEREICHE

KEXCO - BTI-EXPANDER


Die BTI-Expander sind für die Erweiterung des Alveolarkamms bei Knochentyp I, II und III im anterioren und posterioren Bereich im Ober- oder Unterkiefer indiziert.





KEXCO - BTI-VERDICHTER/ COMPACTOR

Die BTI-Verdichter verdichten den Knochen zum Setzen von Implantaten in Knochentyp IV im posterioren Bereich des Ober- oder Unterkiefers. Eine weitere Indikation ist eine atraumatische Sinus-Elevation.



KEXCO - BTI Expander

PROTHETISCHE VERSORGUNG BIOBLOCK®

Bei BioBlock® werden prothetische Versorgungen auf Gingivaniveau mit biologisch angepassten Komponenten wie dem Implantat mit UnicCa®-Oberfläche, den Distanzhülsen Unit® oder Multi-IM® und der Klebebasis (mit Ti Golden-Oberflächenbehandlung) durchgeführt. Eine geniale Option ab 2 mm Gingivahöhe.


Hermetische Versiegelung der Verbindung zwischen Implantat, Distanzhülse und Versorgung, die sich aus der hohen Herstellungsgenauigkeit ergibt, durch die sich BTI Produkte auszeichnen: verringert die bakterielle Besiedelung.

Effektive Anheftung des Gewebes um die Distanzhülse, verhindert das Eindringen von Bakterien und die Retraktion der Mukosa.

Die optimale Morphologie der oberen Passfläche der Distanzhülse und die supragingivale Abformung ermöglichen die Anfertigung von Versorgungen mit perfektem passivem Sitz.

Das Schraube-in-Schraube-Konzept (Schraube mit Ti Black-Behandlung) ermöglicht eine bessere Verteilung der Belastung und ein geringeres Risiko von Frakturen.






SQUARE-ABUTMENTS – DIE EVOLUTION DES INTERFACE-KONZEPTS IN DER PROTHETIK

- **Exakte Positionierung** der Suprastruktur dank der 4-Punkt-Verdrehsicherung.
- **Verbesserte Ästhetik** und Vaskularisierung des Weichgewebes dank des transgingivalen Bio-Profil.
- **Wirksame Verbindung** des Abutments zu den umgebenden Geweben.
- **Geeignet für CAD/CAM und traditionelle Prothetik** bei festsitzenden Einzelzahn- und mehrgliedrigen Versorgungen.

QR-CODE SCANNEN
FÜR VIDEO-TUTORIAL:

CAD/CAM

Über das auf digitale Abläufe spezialisierte Dentallabor HTL bietet BTI Zahnärzten CAD-/CAM-Design- und Produktionslösungen auf der Grundlage von intraoralen Scans oder Labormodellen in verschiedenen Materialien wie Titan, Chrom-Kobalt, Zirkonium, PMMA, Lithiumdisilikat, PEEK, eMax oder Komposit.



WELCHE CAD-/CAM-TECHNOLOGIEN GIBT ES?

Heute gibt es verschiedene Technologien, die beiden vorherrschenden Techniken sind jedoch das subtraktive und das additive Verfahren.

Subtraktive CAD-/CAM-Fertigung:
Dieses Verfahren ist auch als Schleifen oder Mikroschleifen bekannt und bezeichnet das Abtragen von Material von einem soliden Block mit Hilfe einer bestimmten Schleiftechnik.

Additive CAD-/CAM-Fertigung:
Dieses Verfahren ist auch als Sintern bekannt und bezeichnet das Erhitzen dünner Schichten feinkörniger metallischer Stoffe.

Sie möchten künftig die neuesten Technologien zur Herstellung von gefrästen, gesinterten oder durch 3D-Druck hergestellten Strukturen von BTI nutzen? Das ist ganz einfach und wir helfen Ihnen dabei.

Registrieren Sie sich jetzt über unseren CAD-/CAM-Onboarding-Prozess. Sobald wir Ihre Anfrage erhalten haben, klären wir gemeinsam mit Ihnen, welche Lösung für Sie ideal ist. Grundsätzlich gibt es zwei Szenarien:

> Sie verfügen bereits über Ihr eigenes CAD-/CAM-System und benötigen nur noch die entsprechenden Daten-Files von BTI.

> Sie besitzen kein eigenes CAD-/CAM-System und möchten die Herstellung Ihrer prothetischen Versorgung über uns sicherstellen.

Falls Sie uns Ihre digitalen Arbeitsunterlagen zusenden möchten, benutzen Sie am einfachsten unseren Wetransfer -Link.

QR-CODE ZUM DENTAVIS
WETRANSFER-UPLOAD:

LAUNCA INTRAORALE SCANNER

Ihr zuverlässiger Partner für intraorale Scanner – einfacherer Workflow für Zahnärzte, mehr Komfort für Patienten.



DL-300P (portable, kabelgebunden)



DL-300 Wireless




DL-300 Cart


FÄHIGKEITEN LAUNCA SCANNER

- Scan-Zeiten von bis zu 30 sec. pro Kiefer (erfahrene Anwender).
- Tiefenschärfe/Auto-Fokus bis zu 20 mm.
- Scan-Genauigkeit von ca. 10 µm.
- Kein Anlaufen des Refraktor-Spiegels (Anti-Beschlag).
- Erweiterte Scanfläche 17 mm x 15 mm.
- autoklavierbare Spitze 80 mal
- Kalibrierungsfrei.
- Launca Cloud Zugriff.
- Ortho-Simulation (Korrektur-Planung).
- Model-Base (Scan's Sockeln für in-House 3D-Print).
- Archiv-Funktion für Studien-Modelle (Mietkosten-Ersparnis).
- Online-Training Videos.
- STL*, PLY**, OBJ**-Output für Ihr Labor.
- **Keine zusätzlichen Kosten oder Lizenzgebühren.**


Breite Anwendungsbereiche:



Krone



Veneer




Inlay/Onlay



Multi-Unit Implantat



bis 5 Einheiten Brücke



Post & Core



Kieferorthopädie



Prothese

QR-CODE SCANNEN
FÜR VIDEO-TUTORIAL:

KEXIM – IMPLANTAT-EXTRAKTIONS-SYSTEM

Der einfache Weg zur Neuversorgung mit einer Erfolgsrate von mehr als 98 %. Können Sie sich ein derart einfaches System vorstellen? Das BTI Explantationsset ermöglicht eine atraumatische Explantation von Implantaten, unabhängig vom System oder seiner Plattform.

Ob biologische Ursachen (Periimplantitis, schlechte Auswahl oder Insertion des Implantats) oder mechanische Ursachen (Implantatbruch, gerissene Verbindung, gebrochene Abutmentschraube) vorliegen – das Explantations-Kit funktioniert immer.



DAS GEHEIMNIS LIEGT IN DER KONIZITÄT

Dank der speziellen Extraktoren mit jeweils verschiedener Konizität und unterschiedlichem Design werden alle Möglichkeiten abgedeckt.

Für über 40 verschiedene Implantatsysteme unterschiedlichster Hersteller und Plattformen wie zum Beispiel:

- Straumann
- Nobel Biocare
- Thommen
- Dentsply Implants
- Camlog
- 3i Biomet/Zimmer
- und viele weitere

TREPANBOHRER ALS PLAN B

Hält das Implantat auch bei 200 Ncm Drehmoment? BTI hat für diese Fälle ein spezielles Trepanbohrer-Set entwickelt. Meist reicht das Entfernen von nur 3 - 5 mm Knochen und schon klappt es.



KEXIM - Explantation - minimalinvasiv - einfach - sicher






QR-CODE SCANNEN
FÜR VIDEO-TUTORIAL:

EXTRAKTOREN FÜR WURZELRESTE

EINFACHE UND SICHERE LÖSUNG FÜR KOMPLEXE WURZELEXTRAKTIONEN

Entwickelt für die Extraktion frakturierter Wurzeln. Eine schnelle und einfache Technik, die auch für die Patienten wenig traumatisch ist.

Ermöglicht das Lösen des parodontalen Ligaments durch Rotation der Wurzel, ohne die Alveole zu schädigen, und somit oft auch das sofortige Einsetzen eines Implantats.





KOMPONENTEN

Die Extraktoren werden gegen den Uhrzeigersinn in den Wurzelkanal eingedreht.

Durchmesser: 1,4 – 1,8 – 2,3 – 2,6 mm
Längen: 14 und 16 mm





HALTER
Der Griff wird mit einem Extraktor verschraubt.

PEXR
Handgriff für Wurzelextraktoren

VORTEILE

- Ermöglicht die atraumatische Extraktion einer Wurzel **unter Erhalt der Alveole.**
- **Verkürzt** die Zeit für eine Wurzelrestentfernung.
- **Vermeidet** komplexe chirurgische Eingriffe, die während der Extraktion zu **Komplikationen führen können.**
- **Verbessert die Erfahrung** des Patienten.


REGENERATION
PRGF - ENDORET®

PRGF - Endoret® ist eine Technologie, bei der plättchenreiches Plasma (PRP) zur Gewinnung autologer Proteine aus dem Eigenblut des Patienten angewandt wird.


Mit Hilfe eines speziellen Protokolls und eines Systems spezifischer Komponenten ermöglicht PRGF - Endoret® die Herstellung von bis zu 4 therapeutischen Formulierungen, die in verschiedenen klinischen Anwendungen eingesetzt werden können.



Flüssigkeit



Koagulum



Anreicherung eines Transplantats mit Biomaterial



Fibrinmembran



Dank ihres Regenerationspotenzials nehmen biologische Behandlungen auf der Basis von Blutbestandteilen wie plättchenreichem Plasma (PRP) auch im Bereich der Zahnmedizin stetig zu.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

> Das perfekte Duo – BTI Implantate & PRGF - Endoret®
> Extraktionsalveolen
> Knochendefekte
> Bisphosphonatassoziierte Knochennekrose
> Parodontalchirurgie

QR-CODE SCANNEN
FÜR VIDEO-TUTORIAL:

MOBILIAR

DER ENDORET® ZENTRIFUGENWAGEN

DEMED hat sich auf die Konzeption, Entwicklung und Herstellung fahrbarer Gerätewagen und Instrumententische für die Dentalbranche spezialisiert. Der speziell entwickelte DEMED – Endoret® Zentrifugenwagen bietet Platz für die Zentrifuge, Plasmatherm, Patienten-Kit, Hilfsmaterialien und die Verarbeitung von PRGF. Er erfüllt sämtliche hygienischen Anforderungen.



QR-CODE SCANNEN
FÜR VIDEO-TUTORIAL:

ALGOSS™ BIOTECHNOLOGIES

PHYCOGRAFTS KNOCHENAUFBAUMATERIALIEN AUS ROTALGEN

Anfang der 1980er Jahre startete Professor Dr. Dr. Rolf Ewers zusammen mit seinem Team in Kiel ein Projekt für eine natürliche biologische, aber nicht tierische Alternative für den Knochenaufbau im Kiefer. In diesem Zusammenhang stiessen sie auf marine Rotalgen, die ein einzigartiges, durchgehend mikroporöses Kalkskelett zur Stabilisierung der pflanzlichen Struktur (ähnlich dem menschlichen Dentin und Knochen) aufweisen. Dies war die Geburtsstunde der aus Algen gewonnenen (phykogenen) anorganischen, interkonnektierend mikroporösen Kalziumphosphat-Knochenaufbaumaterialien.

Damals wurde ein reines Hydroxylapatit-Granulat aus Rotalgen entwickelt. Dieser erste aus Pflanzen gewonnene Hydroxylapatit (HA, AlgOss 100) erwies sich als osseokonduktives nahezu vollständig resorbierbares Biomaterial und wurde zunächst von der Friedrichsfeld GmbH unter dem Markennamen Algipore vertrieben. Es ist seit 1989 sicher und effektiv im klinischen Einsatz.

Das biphasische Knochenaufbaumaterial AlgOss 20-80 ist eine Weiterentwicklung des reinen HA Produkts aus Rotalgen. Das phykogene Komposit aus 20 % Hydroxylapatit und 80 % ß-Trikalziumphosphat wird aufgrund des hohen Trikalziumphosphatanteils schneller resorbiert.

Die AlgOss Kalziumphosphatprodukte biologisch-natürlichen Ursprungs sind der chemischen Zusammensetzung und dem morphologischen Aufbau des anorganischen Anteils des menschlichen Knochens sehr ähnlich.

Darüber hinaus bieten sie eine hochporöse Leitstruktur, die allmählich abgebaut wird und als Gerüst für den sukzessiv neu gebildeten vitalen Knochen dient.



Amphiroa ephedra



Corallina officinalis

VORTEILE

> Natürliche Knochenregeneration.

> Biologische „vegane“ pflanzliche Alternative zu Allo- und Xenografts.

> Nachhaltig hergestellt aus nachwachsenden Meeresalgen.


> Unbedenklich aus medizinischer, ethischer und religiöser Sicht.


> Das weltweit einzige resorbierbare, rein anorganische Knochenaufbaumaterial auf pflanzlicher Basis.


QR-CODE SCANNEN
FÜR VIDEO-TUTORIAL:

POROSITÄT

> Einzigartige drei-dimensionelle bienenwaben-ähnliche Mikrostruktur
> Hervorragende osteokonduktiven Eigenschaften aufgrund der hohen Porosität und komplette Interkonnektivität der Poren
> Gibt ein stabiles Formskelett für den neu zu bildenden Knochen
> Ermöglicht das Durchdringen der Knochenzellen ins Innere des Materials dank der Grösse der Mikroporen








RESORPTION -
Defektregeneration anstatt Defektfüllung

Durch ihren natürlichen Ursprung ähneln phykogene Kalziumphosphate dem mineralischen Anteil des Knochens und enthalten Spurenelemente zur Förderung der Bioaktivität und Materialdegradation. Ihre mikroporöse Struktur begünstigt Resorption, Osseointegration und Regeneration. Die kontinuierliche Degradation mit gleichzeitiger Knochenneubildung gewährleistet Volumenstabilität und eine vollständige Regeneration im Sinne der Restitutio ad integrum.



Indikationen:

> Augmentation oder Rekonstruktion des Alveolarkammes
> Sinuslift Augmentation
> Behandlung von Knochendefekten d.h.: nach Zystektomien, Wurzelspitzenresektionen oder periodontale Defekte
> Auffüllen von Extraktionsalveolen zum Erhalt des Alveolarkammes
> Auffüllen von Knochendefekten (parodontal oder peri-implantär) in Verbindung mit Membranen im Rahmen der gesteuerten Geweberegeneration (GTR)

QR-CODE SCANNEN ZUM
ALGOSS PIP INTERVIEW:

OSTEOBIOL®
BY TECNOSS®

KOLLAGENE BIOMATERIALIEN: VON DER NATUR INSPIRIERT

OsteoBiol® wurde im Jahr 2000 auf den Markt gebracht und ist die von Tecnoss® hergestellte Produktegruppe von Biomaterialien für die Regeneration von Knochen und Weichgewebe in der Zahnchirurgie.

Unsere Einzigartigkeit:
Dual-Phase-Biomaterialien

Tecnoss® entwickelt allmählich resorbierbare Dual-Phase-Biomaterialien natürlichen Ursprungs, die dem autogenen Knochen, dem Goldstandard in der Knochenregeneration, chemisch ähnlich sind. Das wertvolle xenogene Kollagen ist in jedem Biomaterial erhalten.

Bei der innovativen Technologie der Dual-Phase-Knochenersatzmaterialien bleiben sowohl die Kollagen- als auch die Mineralphase erhalten. Dank ihrer biologischen Eigenschaften sind diese Biomaterialien biokompatibel und ideal für Transplantationen und Augmentationen geeignet. Diese Technologie bewahrt das Kollagen, erhält die natürliche Struktur des Hydroxylapatits und vermeidet die Keramisierung, so dass das Knochenersatzmaterial dem körpereigenen Knochen ähnelt. All diese Faktoren sorgen dafür, dass OsteoBiol® Knochenersatzmaterialien allmählich resorbiert und durch neu gebildeten Knochen ersetzt werden können, was für die langfristige Implantatstabilität von grundlegender Bedeutung ist.

Die Merkmale der OsteoBiol® Biomaterialien

Die OsteoBiol® Produktlinie ist tierischen Ursprungs und in den Versionen Schwein oder Pferd erhältlich, um den Bedürfnissen von Zahnärzten und Patienten in aller Welt gerecht zu werden.

Die OsteoBiol® Produktlinie wurde im Laufe der Jahre entwickelt, um wirksame regenerative Lösungen für die wichtigsten klinischen Anwendungen in der Zahnimplantologie zu bieten.

In den letzten 25 Jahren ist das Interesse an Osteo-Biol® Biomaterialien parallel dazu stetig gewachsen.



VORTEILE

- Innovative Biotechnologie
- Allmählich resorbierbar
- Verschiedene regenerative Lösungen für unterschiedliche klinische Anwendungen
- Einfach zu handhabende Produktlinie

FÜR VIDEO ZUR WICHTIGKEIT VON KOLLAGEN:

ENTDECKEN SIE DIE INNOVATIVE WELT VON OSTEOBIOL®.

OsteoBiol® by Tecnoss

WIR PRÄSENTIEREN EINE EXKLUSIVE AUSWAHL DER OSTEOBIOL® PRODUKTE:



OsteoBiol® Gen-Os®

Gen-Os® hat eine ähnliche Struktur wie der menschliche Knochen (Matrix und poröse Form) und weist osteokonduktive Eigenschaften auf. Dank seines Kollagengehalts hat Gen-Os® chemotaktische Eigenschaften und erleichtert die Blutgerinnung und das anschliessende Eindringen von reparierenden und regenerierenden Zellen. Darüber hinaus ist es allmählich resorbierbar und unterstützt die Knochenneubildung und Neoangiogenese in geeigneter Weise. Gen-Os® ist ein hydrophiles Dual-Phase-Xenotransplantat, das auch in Verbindung mit Wachstumsfaktoren verwendet wurde.

Indikationen:

> Lateral Acces Sinus Lift – maxillary sinus floor augmentation
> Periodontal Regeneration – Intrabony defects
> Horizontal Augmentation – two-wall defects
> Dehiscences and Fenestrations - peri-implant lesions
> Crestal Acces Sinus Lift – osteotome technique
> Alveolar Regeneration – socket preservation



OsteoBiol® GTO®

GTO® ist viskos, allmählich resorbierbar und osteokonduktiv. Dank seines hohen Kollagengehalts ermöglicht GTO® eine hervorragende Knochenneubildungsrate und sorgt so für einen angemessenen Erhalt des Transplantatvolumens, gesundes neues Knochengewebe und letztlich für eine erfolgreiche Implantatrehabilitation. GTO® ist eine Mischung aus heterologem kollagenem kortiko-zellulärem Granulat und TSV-Gel, der Komponente, die für die Klebeeigenschaften sorgt.

Indikationen:

> Alveolar Regeneration – post-extractive sockets
> Horizontal Augmentation – two-wall defects
> Dehiscences and Fenestrations - peri-implant grafting



OsteoBiol® Lamina®

Lamina® kollagene Knochenbarrieren werden aus kortikalem Knochen heterologen Ursprungs hergestellt. Nach einem Prozess der oberflächlichen Entkalkung erhält Soft Cortical Lamina® eine elastische Konsistenz, wobei die typische Kompaktheit des Knochengewebes, aus dem es stammt, erhalten bleibt. Die Ränder sind weich, um keine Mikrotraumata im umliegenden Gewebe zu verursachen.
Semi-Rigid Cortical Lamina® durchläuft einen Prozess der oberflächlichen Semi-Entkalkung, wodurch sich seine für das kortikale Knochengewebe typische Konsistenz erhöht.

Indikationen:

> Horizontal Augmentation – two-wall defects
> Horizontal Augmentation – bone-layer technique

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

Qualität «Made in Germany» seit 1896. Die weltweit bekannte Marke SCHWERT ist der marktführende Produzent in der Herstellung von zahnmedizinischen Instrumenten. Besonders spezialisiert für Implantologie, Oralchirurgie und Kieferorthopädie.

Zum Beispiel:

Schwert Periotom

REF. **PER5** Arbeitsteil mit scharfer Kante

Länge:
17.5 cm



Schwert Sinus-Lift-Kit

REF. **CH3** Das ideale Instrument zur Verdichtung von Knochen im Zuge eines traumatischen Sinuslifts

Länge:
15.6 cm



DIE PRÄZISION

Wird durch die Verwendung modernster Fertigungstechniken im Zusammenspiel mit dem handwerklichen Können der teilweise jahrzehntelangen Mitarbeiter sichergestellt.

PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS

Qualitätsinstrumente sind trotz des höheren Preises die bessere Wahl. Sie ermöglichen dem Arzt in kürzerer Zeit das gleiche Ziel zu erreichen und stellen ein besseres Ergebnis und einen schnelleren Heilungsverlauf sicher. Sie halten länger und minimieren die Kosten für Ersatz, Neuanschaffung und Reparatur.

> Katalog «Chirurgische Instrumente» über info@dentavis.ch anfordern.

> Schwert-Instrumente online bestellbar über unseren Webshop www.dentavis.ch.

INFORMATIONS-BESCHAFFUNG

SCHULUNGEN, HANDS-ON & CHAIRSIDE

Bei uns lernen Sie alles direkt vom und beim Experten! Wir bieten eine Vielzahl an spannenden Events- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Unter anderem auch 2-Tageskurse im BTI Eduardo Anitua Institute – dem Ausbildungs- und Postgraduierten-Zentrum in Vitoria (ES). Wählen Sie Ihre Kurse ganz einfach nach Ihren Bedürfnissen.

BTI CHANNEL

Der audiovisuelle Kanal ist auf orale Implantologie und regenerative Medizin spezialisiert. Alle Innovationen und Wissenschaft von BTI in einem revolutionären Format. Online 24 h verfügbar.





FACHBÜCHER DR. EDUARDO ANITUA

Autor von 14 Fachbüchern und Co-Autor von sieben weiteren Fachbüchern (EN).

> EXTRACTION SOCKET TREATMENT
> PERI-IMPLANTITIS
> PREDICTABLE PROSTHESIS ON IMPLANT
> SHORT AND EXTRA-SHORT IMPLANTS
> SURGICAL MANUAL ORAL IMPLANTOLOGY



WEBSEITE MIT KUNDENBEREICH

Webshop

Konfigurator

Produktinformationen, Behandlungskonzepte, das gesamte Schulungsangebot als auch ein Kundenbereich mit Zugriff auf alle wichtigen Informationen/ Dokumentationen, Handbücher und Anweisungen, Bild- und Videomaterial, Online-Trainings und vieles mehr stehen BTI Kunden exklusiv zur Verfügung.

> www.dentavis.ch
> www.bti-biotechnologyinstitute.com

WEBSHOP & KONFIGURATOR



«DAS ÜBERRASCHENDE AN GROSSARTIGEN IDEEN IST DIE ERKENNTNIS, WARUM SIE UNS NICHT SCHON FRÜHER EINGEFALLEN SIND.»

NOEL CLARASÓ

bti Biotechnology Institute

OsteoBiol® by Tecnoss

AlgOss™ BIOTECHNOLOGIES

LAUNCA

DENTAVIS AG
Industrieplatz 1, 8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel +41 (0)44 545 39 10, Fax +41 (0)44 545 39 11
www.dentavis.ch

Bestellungen	order@dentavis.ch
Schulungen	training@dentavis.ch
Allgemein	info@dentavis.ch

DENTAVIS